





Perchè Effecto Lato ?





STIMOLA L'ESTENSIONE DEL TRONCO



Crash tested ISO 7176-19



3 inserti modulari modificabili



Multiregolabile

M INDICAZIONI CLINICHE E D'USO

- Scarso controllo del tronco.
- · Instabilità bacino tronco.
- · Deformità gravi e gravissime.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- · 3 inserti modulari modificabili inclusi nella configurazione standard.
- Imbottitura biaccoppiata in schiuma polimerica automodellante e reticolata per la ventilazione.
- Fodera di rivestimento microclimatica traspirante.
- Scocca piatta a T in alluminio.
- Kit hardware di montaggio a 4 punti d'attacco.

RICAMBI

- Fodera rivestimento
- Kit hardware di montaggio a 4 punti di attacco

ACCESSORI

- Supporti toracici
- Bretellaggi Fixatis
- Poggiatesta Capitis
- Piastra per poggiatesta

TTS FORME ACCOLTE





UNA NUOVA SOLUZIONE

Unità posturali per il tronco ad inserti modulari




inserto EFFECTO LATO

3 inserti modulari modificabili

| | | Pediatric | | | Ac | lulto | | |
|-----------------|------|-----------|------|------|------|-------|------|------|
| MODELLO | 3033 | 3338 | 3642 | 3945 | 4245 | 4250 | 4550 | 4855 |
| Larghezza (cm.) | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 42 | 45 | 48 |
| Altezza (cm.) | 33 | 38 | 42 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 |

- Portata Max.(riferita al modello 4855): 136 KG
- Compatibile con carrozzine con diametro tubi da 19 a 25 mm. e da ¾" a 1".



N.B. I prodotti della Linea Versa Inserto sono stati inseriti nel Repertorio dei dispositivi medici in accordo con la normativa vigente del Ministero della Salute CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI PER IL NUMERO DI REPERTORIO.



UNA NUOVA SOLUZIONE

TTS Trunk Total Support

Caratteristiche Tecniche

| Caratteristiche tecniche schienale | | | | | | ferimenti per paziente |
|------------------------------------|------------------------|--|------------------|------------------|----------------|---|
| MISURA (cm) | Altezza scocca (cm) | Montaggio su carrozzina (esterno tubo-esterno tubo) (cm) | Reclinazione (°) | Rotazione (°) | SI | Larghezza tronco raggiungibile con upporto toracico (cm)* |
| 30x33 | 33 | da 27 a 33 | | | 13-23 18-28 | c/staffa sup. tor. tipo "B" c/staffa sup. tor. tipo "A" |
| 33x38 | 38 | da 30 a 36 | | | 16-26 21-31 | c/staffa sup. tor. tipo "B" |
| 36x42 | 42 | da 33 a 39 | | | | c/staffa sup. tor. tipo "A" c/staffa sup. tor. tipo "B" |
| | | | | | 24-34 22-32 | c/staffa sup. tor. tipo "A" c/staffa sup. tor. tipo "B" |
| 39x45 | 45 | da 36 a 42 | -7 a +7 | -5 a +5 | 27-37 25-35 | c/staffa sup. tor. tipo "A" c/staffa sup. tor. tipo "B" |
| 42x45 | 45 | da 39 a 45 | | | 30-40 | c/staffa sup. tor. tipo "A" |
| 42x50 | 50 | da 39 a 45 | | | 25-35 30-40 | c/staffa sup. tor. tipo "B" c/staffa sup. tor. tipo "A" |
| 45x50 | 50 | da 42 a 48 | | | 28-38 33-43 | c/staffa sup. tor. tipo "B" c/staffa sup. tor. tipo "A" |
| 48x55 | 55 | da 45 a 51 | | | 31-41 | c/staffa sup. tor. tipo "B" |
| | 33 | Ga +3 a 31 | | | 36-46 | c/staffa sup. tor. tipo "A" |

Diametro tubi carrozzina per montaggio attacco: da 19 mm a 25 mm e da 3/4 " a 1".


Supporti Toracici

DAD I INFADE DIATTA

PELOTTE




| MISURE (espresse in cm.) | | | | | |
|--------------------------|---|----|----|----|----|
| Н | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| L | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |




| PAD S | PAD SOTTOASCELLARE PIATTA | | | | | | |
|-------|---------------------------|----|----|----|--|--|--|
| MI | MISURE (espresse in cm.) | | | | | | |
| Н | 8 10 12 12 | | | | | | |
| L | 10 | 12 | 15 | 18 | | | |



Accessori



| PAD LINEARE AVVOLGENTE | | | | | | | |
|--------------------------|----|----|----|----|--|--|--|
| MISURE (espresse in cm.) | | | | | | | |
| Н | 6 | 8 | 10 | 12 | | | |
| L | 12 | 14 | 16 | 19 | | | |



| | PAD SOTTOASCELLARE AVVOLGENTE | | | | | | |
|---|-------------------------------|----|----|----|--|--|--|
| | MISURE (espresse in cm.) | | | | | | |
| | Н | 8 | 10 | 12 | | | |
| I | L | 14 | 16 | 19 | | | |





disponibile tipo A e tipo B



UNA NUOVA SOLUZIONE

Unità posturali per il tronco ad inserti modulari

Accessori







SISTEMA ANCORAGGIO



Piastra ancoraggio poggiatesta capitis con regolazione orizzontale

CAPITIS CONFORT




CAPITIS ANATOMICO




DIMENSIONI CAPITIS CONFORT (espresse in centimetri)






| CODICE | Α | В | С | D | Е | F |
|------------------|----|----|----|----|----|----|
| PMDC 01PC | 21 | 14 | 13 | 15 | 80 | 04 |
| PMDC 01MC | 30 | 14 | 13 | 24 | 10 | 05 |
| PMDC 01GC | 42 | 16 | 14 | 34 | 14 | 07 |

DIMENSIONI CAPITIS ANATOMICO (espresse in centimetri)





| CODICE | Α | В | С | D | Е | F |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|
| PMDC 02XPC | 18 | 13 | 80 | 13 | 04 | 02 |
| PMDC 02PC | 24 | 17 | 12 | 19 | 06 | 04 |
| PMDC02MC | 28 | 19 | 13 | 21 | 80 | 06 |
| PMDC 02GC | 32 | 25 | 16 | 23 | 08 | 08 |

Bretellaggi





| CODICE | Α | В | С | D | E |
|----------------|----|----|----|----|----|
| PMD 16XS | 11 | 18 | 17 | 05 | 29 |
| PMD 16S | 17 | 20 | 21 | 05 | 34 |
| PMD 16M | 20 | 20 | 26 | 05 | 46 |
| PMD 16L | 20 | 25 | 30 | 06 | 52 |



BRETELLAGGIO DI STABILIZZAZIONE PETTORALE CON **CUSCINETTI DI** RETRAZIONE DELLE **SPALLE**



| - | - | |
|----------------|----|----|
| CODICE | L | Н |
| PMD 17S | 14 | 16 |
| PMD 17M | 16 | 18 |
| PMD 17I | 23 | 23 |



 H = altezza cuscinetto imbottito • L = larghezza cuscinetto imbottito

| CODICE | Н | L |
|----------------|----|-----|
| PMD 21XS | 25 | 3.8 |
| PMD 21S | 35 | 3.8 |
| PMD 21M | 38 | 5 |
| PMD 21L | 45 | 5 |
| | | |



PRODOTTO DA:

ProMedicare

Via Montagna Z.I . Lotto 41
72023 Mesagne (Br) - ITALY
Tel . + (39) 0831. 777 840
Fax . + (39) 0831. 730 739
Sito web: www.promedicare.it
e mail: info@promedicare.it





DISTRIBUITO DA: