

Ordine Preventivo

Dati di fatturazione	Dati di spedizione
Ragione Sociale: _____ Data di consegna richiesta: ___/___/___ Indirizzo per la consegna: _____ C.A.P.: _____ Città: _____ Tel.: _____ Fax: _____ N° ordine cliente: _____ Data ordine: ___/___/___	Spedire a: _____ <p style="text-align: center;">TIMBRO E FIRMA CLIENTE</p>

La Pro Medicare Srl riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di **24 mesi** per vizio di fabbricazione a partire dalla 1^a messa in servizio e di **12 mesi** sulle fodere di rivestimento e sulle parti soggette ad usura. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Tutti i prodotti **di serie** sono stati registrati nella banca dati del Ministero della Salute (come da normativa vigente).

N.B.: Ogni variazione di quote, materiali e tipologia rispetto allo standard, non avrà la marcatura CE, pertanto l'utilizzatore professionale ne diventa il fabbricante ed ha l'obbligo di redigere il fascicolo tecnico del dispositivo.



Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.

Configurazione Standard	N° REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE: 2250613
<ul style="list-style-type: none"> Telaio di base con maniglione multi-regolabile, dotato di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno di stazionamento; regolabile in altezza high-low e basculante mediante molla a gas (-5° a +30°) Seduta anatomica regolabile in larghezza ed in profondità Schienale anatomico con prolunga, regolabile in altezza e reclinazione con molla a gas (da -3° a +20°) Braccioli regolabili in larghezza, altezza, profondità ed inclinazione Fianchetti regolabili in larghezza, altezza, profondità ed inclinazione Supporti toracici piatti fissi regolabili in altezza, profondità ed inclinabili (se non è effettuata alcuna scelta l'azienda fornirà come tipologia di staffa sempre la A e come misure le seguenti: Eolo 1 mis. 2; EOLO 2 mis.3; EOLO 3 mis.4) Tavolino in legno con incavo e bordo a supporti autolivellanti inclinabile Pedana unica con contenimento regolabile in altezza, inclinazione e flessione-estensione <p>N.B.: Tutto il sistema braccioli-fianchetti è regolabile in adduzione/abduzione</p> <p>CODIFICA RIMBORSO SUGGERITA (riconducibile per omogeneità funzionale ai codici del N.T.) ISO 18.09.18.012 x1 (seggione polifunzionale) ISO 18.09.18.202 x1 (sistema basculante per l'azionamento contemporaneo di schienale e poggiatesta) ISO 18.09.18.232 x1 (regolazione dei fianchi e dei braccioli in profondità) ISO 18.09.18.211 x2 (cuscinetto di spinta laterale inclinabile e regolabile) ISO 18.09.18.229 x1 (tavolino con incavo) ISO 18.09.18.208 x1 (prolunga dello schienale regolabile) ISO 18.09.18.214 x1 (poggiatesta a contenimento laterale) ISO 18.09.18.217 x1 (pedana unica con regolazione dell'inclinazione e della flessione-estensione dei piedi)</p>	

Eolo			Costruzione codice	
Misura	Colore	D04- <u>X</u> 01- <u>Y</u>	<u>X</u> indica il colore	<u>Y</u> indica la misura (1-2-3)
<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> blu/verde pastello <input type="radio"/> viola/tortora		X=0 colore blu/verde pastello	
<input type="radio"/> 2			X=6 colore viola/tortora	
<input type="radio"/> 3				

N.B.: Nelle mis. 1 e 2 la base Tipco è di colore bianco, nella mis.3 è di colore grigio

Note: = optional senza sovrapprezzo = optional con sovrapprezzo

Accessori (misure espresse in cm)																	
<input type="radio"/> Supporti toracici piatti fissi codice: OPT S04- <u>X</u> 000 <u>Z</u> - <u>Y</u> dove la <u>X</u> indica il colore, la <u>Y</u> la misura e <u>Z</u> la tipologia di staffa (Z=1-> di tipo A; Z=2-> di tipo B)						<input type="checkbox"/> Supporti toracici avvolgenti ribaltabili codice: OPT S04- <u>X</u> 000 <u>Z</u> - <u>Y</u> dove la <u>X</u> indica il colore, la <u>Y</u> la misura e <u>Z</u> la tipologia di staffa (Z=3-> di tipo A destra; Z=4-> di tipo A sinistra; Z=5-> di tipo B destra; Z=6-> di tipo B sinistra)											
		Mis.	1	2	3	4	Indicare misura	Indicare tipologia di staffa			Mis.	1	2	3	4	Indicare misura	Indicare tipologia di staffa
		H	7	7	8	10		tipo*: <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B			H	6	7	8	10		tipo*: <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
		L	7,5	8,5	10	12			L	9,5	11	13	16				

*nelle informazioni tecniche a fondo scheda trovate le dimensioni raggiungibili con i due tipi di staffe

<input type="checkbox"/> Bretellaggio a farfalla elastico (codifica suggerita N.T. ISO 18.09.18.226)		<input type="checkbox"/> Cinghia pelvica			
	<input type="checkbox"/> XS (1)*	codice: S04- <u>X</u> 0007-1		<input type="checkbox"/> 1 (HxL 6x11)	codice: S04- <u>X</u> 0008-1
	<input type="checkbox"/> S (2)*	codice: S04- <u>X</u> 0007-2		<input type="checkbox"/> 2 (HxL 7x13)	codice: S04- <u>X</u> 0008-2
	<input type="checkbox"/> M (3)*	codice: S04- <u>X</u> 0007-3		<input type="checkbox"/> 3 (HxL 7x15)	codice: S04- <u>X</u> 0008-3
<input type="checkbox"/> Cinghia pelvica avvolgente		<input type="checkbox"/> Cinghia divaricatrice dinamica			
	<input type="checkbox"/> 1 (HxL 6x11)	codice: S04- <u>X</u> 0009-1		<input type="checkbox"/> XS (1)*	codice: S04- <u>X</u> 0010-1
	<input type="checkbox"/> 2 (HxL 8x15)	codice: S04- <u>X</u> 0009-2		<input type="checkbox"/> S (2)*	codice: S04- <u>X</u> 0010-2
	H indica l'altezza centrale della pad			<input type="checkbox"/> M (3)*	codice: S04- <u>X</u> 0010-3
<input type="checkbox"/> Poggiatesta (regolabile in altezza ed inclinazione) codifica suggerita N.T. ISO 18.09.18.012					
	<input type="checkbox"/> M	codice: S04- <u>X</u> 0011-1			
	<input type="checkbox"/> G	codice: S04- <u>X</u> 0011-2			
*il numerino tra parentesi fa riferimento alla relativa misura di Eolo, pertanto è consigliabile abbinare la misura predefinita; per la voce codice la <u>X</u> indica il colore X=0 colore blu/verde pastello, X=6 colore viola/tortora					
Altri accessori (per la voce codice la <u>X</u> indica il colore e la <u>Y</u> la misura 1-2-3)					
<input type="checkbox"/> Divaricatore imbottito codifica suggerita N.T. ISO 18.09.18.223 codice: S04- <u>X</u> 0012- <u>Y</u>		<input type="checkbox"/> Imbottitura pedana codice: C04- <u>X</u> 0005- <u>Y</u>		<input type="checkbox"/> Imbottitura tavolino nera codice: C04-70006- <u>Y</u>	
<input type="checkbox"/> Foderina a molla per poggiatesta codice: C04- <u>X</u> 0002- <u>Y</u>			<input type="checkbox"/> Foderina a molla per sedile codice: C04- <u>X</u> 0001- <u>Y</u>		
<input type="checkbox"/> Foderina a molla per braccioli codice: C04- <u>X</u> 0003- <u>Y</u>			<input type="checkbox"/> Foderina a molla per supporti toracici codice: C04- <u>X</u> 0004- <u>Y</u>		

CARATTERISTICHE TECNICHE

Eolo	Mis.1	Mis.2	Mis.3
Larghezza seduta (cm)	17-24	22-29	27-34
Profondità seduta (cm)	19-26	22-34	31-43
Altezza tronco (cm)	26-38	33-45	41-53
Larghezza torace (cm)	staffa A 19-25	staffa A 22-28	staffa A 27-33
	staffa B 14-20	staffa B 17-23	staffa B 22-28
Altezza cavo popliteo-pedana (cm)	10-21	10-26	10-36
Altezza bracciolo (cm)	14-19	20-26	20-26
Reclinazione schienale (°)	-3+20	-3+20	-3+20
Portata Eolo(kg)	25	35	50
Peso Eolo (kg)	18	21	26
Tipco	Mis.2	Mis.2	Mis.3
Altezza max sedile da terra (cm)	63	63	63
Ingombro in larghezza (cm)	67	67	67
Ingombro in profondità (cm)	80	80	88
Basculamento (°)	-5+30	-5+30	-5+30



PRO MEDICARE S.r.l.
Via Montagna Z.I. Lotto 41-72023 Mesagne (Br)-ITALY
Tel: +39-0831-777840 Fax: +39-0831-730739
Sito web: www.promedicare.eu e-mail: sales@promedicare.it