



Ordine Preventivo

Dati di fatturazione	Dati di spedizione
Ragione Sociale: _____	Spedire a: _____
Data di consegna richiesta: ___/___/___	_____
Indirizzo per la consegna: _____	TIMBRO E FIRMA CLIENTE
C.A.P.: _____ Città: _____	
Tel.: _____ Fax: _____	
N° ordine cliente: _____ Data ordine: ___/___/___	

La **Pro Medicare Srl** riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di **24 mesi** per vizio di fabbricazione a partire dalla 1ª messa in servizio e di **12 mesi** sulle fodere di rivestimento e sulle parti soggette ad usura. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Tutti i prodotti **di serie** della linea Ermes - Tipco sono stati registrati nella banca dati del Ministero della Salute (come da normativa vigente).

N.B.: Ogni variazione di quote, materiali e tipologia rispetto allo standard, non avrà la marcatura **CE**, pertanto l'utilizzatore professionale ne diventa il fabbricante ed ha l'obbligo di redigere il fascicolo tecnico del dispositivo.

Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.

Configurazione Standard Ermes	N° REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE: 1102806		
<ul style="list-style-type: none"> • Seduta regolabile in larghezza, in profondità anche asimmetricamente in adduzione e abduzione • Kit inserti per posizionamento personalizzato bacino • Schienale regolabile in altezza e inclinazione • Kit inserti per posizionamento personalizzato tronco • Kit multiregolabile ed estraibile di contenimento e posizionamento: <ul style="list-style-type: none"> – bacino (regolabile in larghezza, profondità, altezza, add/abduzione) – appoggio arto superiore (regolabile in larghezza, profondità, altezza, inclinazione intra/extra-rotazione) 			
Misure paziente			
	1 dx	profondità seduta dx	_____
	1 sx	profondità seduta sx	_____
	2 dx	lunghezza gamba dx	_____
	2 sx	lunghezza gamba sx	_____
	3 dx	profondità torace dx	_____
	3 sx	profondità torace sx	_____
	4	altezza spalle da piano seduta	_____
	5	larghezza torace	_____
6	larghezza bacino	_____	
Ermes			
<input type="checkbox"/> misura 2	colore	<input type="checkbox"/> blu/grigio	<input type="checkbox"/> fucsia/grigio
<input type="checkbox"/> misura 3	colore	<input type="checkbox"/> blu/grigio	<input type="checkbox"/> fucsia/grigio
<input type="checkbox"/> misura 4	colore	<input type="checkbox"/> vinaccia/grigio	
Note: <input type="checkbox"/> = optional senza sovrapprezzo <input type="checkbox"/> = optional con sovrapprezzo			

Tipologia di seduta

- seduta **MIDI**
con controllo
laterale/anteriore
(configurazione standard)




- seduta **DEEP**
con controllo totale
(PTS)
optional senza
sovrapprezzo



- chiusura maggiore angolo tronco-bacino ($\pm 5^\circ$)


Supporti toracici

- Piatto**



Mis. (cm)	1	2	3	4
H	7	7	8	10
L	7,5	8,5	10	12

- Avvolgente**



Mis. (cm)	1	2	3	4
H	6	7	8	10
L	9,5	11	13	16

Lato	Misura	Tipologia staffa*	Forma staffa
<input type="checkbox"/> dx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ribaltabile	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
<input type="checkbox"/> sx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ribaltabile	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B

Lato	Misura	Tipologia staffa*	Forma staffa
<input type="checkbox"/> dx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ribaltabile	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
<input type="checkbox"/> sx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ribaltabile	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B

*Nelle informazioni tecniche a fondo scheda trovate le dimensioni raggiungibili con i due tipi di staffe (A = a L; B = rientrante da 2,5cm)

Cinghie e bretellaggi (misure espresse in cm, vedere dettaglio nelle informazioni tecniche)

- Pelotta frontale**



Mis.	HxL
<input type="checkbox"/> 1	(8x10)
<input type="checkbox"/> 2	(9x13)
<input type="checkbox"/> 3	(10x13)

(solo con supporti toracici)

- Cinghia divaricatrice dinamica**



<input type="checkbox"/>	XS (2)*
<input type="checkbox"/>	S (3)*
<input type="checkbox"/>	M (4)*

- Cinghia pelvica**



Mis.	HxL
<input type="checkbox"/> 1	(6x11)
<input type="checkbox"/> 2	(7x13)
<input type="checkbox"/> 3	(7x15)

- Bretellaggio a farfalla elastico**



<input type="checkbox"/>	XS (2)*
<input type="checkbox"/>	S (3)*
<input type="checkbox"/>	M (4)*

- Bretellaggio Jacket**



<input type="checkbox"/>	XS (2)*
<input type="checkbox"/>	S (3)*
<input type="checkbox"/>	M (4)*

- Cinghia pelvica avvolgente**



Mis.	HxL
<input type="checkbox"/> 1	(6x11)
<input type="checkbox"/> 2	(8x15)

H indica l'altezza centrale della pad

*il numerino tra parentesi fa riferimento alla relativa misura di Ermes; pertanto è **consigliabile** abbinare la misura predefinita

Poggiatesta con snodo multiassiale e braccio multiregolabile

- Confort** con
 hardware estraibile
 hardware fisso



<input type="checkbox"/>	S
<input type="checkbox"/>	M
<input type="checkbox"/>	G

- Anatomico** con
 hardware estraibile
 hardware fisso



<input type="checkbox"/>	XS
<input type="checkbox"/>	S
<input type="checkbox"/>	M

- Contentivo a 3 pz** con
 hardware estraibile
 hardware fisso



<input type="checkbox"/> 1	(7x13)
<input type="checkbox"/> 2	(9x20)

le misure espresse in cm della sola pad occipitale

Altri accessori



Poggiagamba con snodo dx sx
(incluso di copertura angolo ginocchio)

pedane separate: dx sx

Opzioni pedana: pedane separate asolate: dx sx

pedana unica (non permette asimmetria adduzione e abduzione)



Scarpette contenitive



Poggiapolpacci separati dx sx

Poggiapolpacci unico (non permette asimmetria, adduzione e abduzione)

Contenimento laterale arto inferiore dx sx

Fascia poggiagamba imbottita antero-posteriore

Imbottitura pedana separata

Imbottitura unica pedana

Appoggio di contenimento gomito latero-posteriore dx sx

Tavolino estraibile color grigio
con incavo e bordi avvolgenti

versione standard

versione maggiorata per attività

Tavolino estraibile trasparente
con incavo e bordi avvolgenti

(solo versione standard)

N.B.: le dimensioni del tavolino nella versione standard colore grigio e quelle del tavolino trasparente sono le stesse, cambia la denominazione (la 2 del grigio sarà la 1 nel trasparente, 3->2, 4->3)

misure versione standard

	Mis. (cm)	L	P	P1
	2 (per Hermes mis. 2)	40	35	12
3 (per Hermes mis. 3)	48	40	13,5	
4 (per Hermes mis. 4)	58	45	15,5	

misure versione maggiorata per attività

	Mis. (cm)	L	P	P1
	1 (per Hermes mis. 2)	50	45	13,7
2 (per Hermes mis. 3)	60	50	15,4	
3 (per Hermes mis. 4)	68	55,6	19,3	

Imbottitura tavolino superiore inferiore

Kit interfaccia per le basi

(la compatibilità con altre basi non fabbricate da Pro Medicare Srl è sotto la responsabilità dell'utilizzatore professionale)



Piastra interfaccia maschio (da applicare sotto seduta Ermes)



Piastra interfaccia femmina (da applicare su altra base)



Base solida per fissaggio piastra interfaccia

in tal caso riportare: Larghezza _____; Lunghezza _____;

NOTE per il posizionamento _____

N.B.: la base non è dotata del kit di fissaggio al telaio; per richieste particolari contattare l'ufficio tecnico commerciale



Piastra interfaccia completa maschio/femmina

