

Ordine Preventivo

Dati di fatturazione	Dati di spedizione
Ragione Sociale: _____	Spedire a: _____
Data di consegna richiesta: ___/___/___	_____
Indirizzo per la consegna: _____	TIMBRO E FIRMA CLIENTE
C.A.P.: _____ Città: _____	
Tel.: _____ Fax: _____	
N° ordine cliente: _____ Data ordine: ___/___/___	


La **Pro Medicare Srl** riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di **24 mesi** per vizio di fabbricazione a partire dalla 1^a messa in servizio e di **12 mesi** sulle fodere di rivestimento e sulle parti soggette ad usura. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Tutti i prodotti **di serie** sono stati registrati nella banca dati del Ministero della Salute (come da normativa vigente).

N.B.: Ogni variazione di quote, materiali e tipologia rispetto allo standard, non avrà la marcatura **CE**, pertanto l'utilizzatore professionale ne diventa il fabbricante ed ha l'obbligo di redigere il fascicolo tecnico del dispositivo.

Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.

Configurazione Standard <i>Ermes-Giò</i>	N° REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE: <i>Ermes 1102806; Giò 2195701</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Seduta regolabile in larghezza, in profondità anche asimmetricamente in adduzione e abduzione • Kit inserti per posizionamento personalizzato bacino • Schienale regolabile in altezza e reclinazione • Kit inserti per posizionamento personalizzato tronco • Kit multiregolabile ed estraibile di contenimento e posizionamento: <ul style="list-style-type: none"> – bacino (regolabile in larghezza, profondità, altezza, add/abduzione) – appoggio arto superiore (regolabile in larghezza, profondità, altezza, inclinazione intra/extra-rotazione) • Piastra Interfaccia maschio • Base da esterni Adacta Giò con base solida grigia predisposta con piastra interfaccia femmina: <ul style="list-style-type: none"> – Adacta telaio anodizzato satinato titanio con piastre di colore coordinato con il rivestimento – Montanti schienale abbattibili con maniglione unico regolabile – Reclinazione a piastra c/perno predeterminata 3°,10°,18° – Regolazione profondità seduta – Basculamento continuo a pedale: da 2° a 35° (da 6° a 39°) il basculamento può essere maggiorato di 4° con aumento dell'inclinazione iniziale del telaio agendo sui fori di posizionamento delle ruote anteriori nella forcella – Sistema antiribaltamento fisso – Kit ruote con freno 	

Misure paziente

	1 dx	profondità seduta dx	_____
	1 sx	profondità seduta sx	_____
	2 dx	lunghezza gamba dx	_____
	2 sx	lunghezza gamba sx	_____
	3 dx	profondità torace dx	_____
	3 sx	profondità torace sx	_____
	4	altezza spalle da piano seduta	_____
	5	larghezza torace	_____
	6	larghezza bacino	_____

Note: **◇ = Standard** ○ = optional senza sovrapprezzo □ = optional con sovrapprezzo

Ermes



<input type="radio"/> misura 2	colore	<input type="radio"/> blu/grigio	<input type="radio"/> fucsia/grigio
<input type="radio"/> misura 3	colore	<input type="radio"/> blu/grigio	<input type="radio"/> fucsia/grigio
<input type="radio"/> misura 4	colore	<input type="radio"/> vinaccia/grigio	

Tipologia di seduta

<input type="radio"/>	seduta MIDI con controllo laterale/anteriore (configurazione standard)		<input type="radio"/>	seduta DEEP con controllo totale (PTS) <u>optional senza sovrapprezzo</u>	
-----------------------	--	---	-----------------------	---	---

chiusura maggiore angolo tronco-bacino ($\pm 5^\circ$)

Supporti toracici

<input type="checkbox"/> Piatto					<input type="checkbox"/> Avvolgente								
		Mis. (cm)	1	2	3	4			Mis. (cm)	1	2	3	4
		H	7	7	8	10			H	6	7	8	10
		L	7,5	8,5	10	12			L	9,5	11	13	16
Lato	Misura	Tipologia staffa*		Forma staffa				Lato	Misura	Tipologia staffa*		Forma staffa	
<input type="checkbox"/> dx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ribaltabile		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B				<input type="checkbox"/> dx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ribaltabile		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	
<input type="checkbox"/> sx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ribaltabile		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B				<input type="checkbox"/> sx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ribaltabile		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	

*Nelle informazioni tecniche a fondo scheda trovate le dimensioni raggiungibili con i due tipi di staffe (A = a L; B = rientrante da 2,5cm)







Cinghie e bretellaggi (misure espresse in cm, vedere dettaglio nelle informazioni tecniche)

<input type="checkbox"/> Pelotta frontale			<input type="checkbox"/> Cinghia divaricatrice dinamica			<input type="checkbox"/> Cinghia pelvica		
	Mis.	HxL		<input type="checkbox"/>	XS (2)*		Mis.	HxL
	<input type="checkbox"/> 1	(8x10)		<input type="checkbox"/>	S (3)*		<input type="checkbox"/> 1	(6x11)
	<input type="checkbox"/> 2	(9x13)		<input type="checkbox"/>	M (4)*		<input type="checkbox"/> 2	(7x13)
	<input type="checkbox"/> 3	(10x13)					<input type="checkbox"/> 3	(7x15)
<input type="checkbox"/> Bretellaggio a farfalla elastico			<input type="checkbox"/> Bretellaggio Jacket			<input type="checkbox"/> Cinghia pelvica avvolgente		
	<input type="checkbox"/>	XS (2)*		<input type="checkbox"/>	XS (2)*		Mis.	HxL
	<input type="checkbox"/>	S (3)*		<input type="checkbox"/>	S (3)*		<input type="checkbox"/> 1	(6x11)
	<input type="checkbox"/>	M (4)*		<input type="checkbox"/>	M (4)*		<input type="checkbox"/> 2	(8x15)
							H indica l'altezza centrale della pad	

*il numerino tra parentesi fa riferimento alla relativa misura di Ermes; pertanto è **consigliabile** abbinare la misura predefinita


Poggiatesta con snodo multiassiale e braccio multiregolabile

<input type="checkbox"/> Confort con			<input type="checkbox"/> Anatomico con			<input type="checkbox"/> Contentivo a 3 pz con		
<input type="checkbox"/> hardware estraibile <input type="checkbox"/> hardware fisso			<input type="checkbox"/> hardware estraibile <input type="checkbox"/> hardware fisso			<input type="checkbox"/> hardware estraibile <input type="checkbox"/> hardware fisso		
	<input type="checkbox"/>	S		<input type="checkbox"/>	XS		<input type="checkbox"/> 1	(7x13)
	<input type="checkbox"/>	M		<input type="checkbox"/>	S		<input type="checkbox"/> 2	(9x20)
	<input type="checkbox"/>	G		<input type="checkbox"/>	M		le misure espresse in cm della sola pad occipitale	

Altri accessori																																			
	<p>Poggiagamba con snodo <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx (incluso di copertura angolo ginocchio)</p> <p>pedane separate: <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx</p> <p>Opzioni pedana: pedane separate asolate: <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx</p> <p><input type="checkbox"/> pedana unica (non permette asimmetria, adduzione e abduzione)</p>																																		
	<input type="checkbox"/> Scarpette contenitive																																		
	<p>Poggiapolpacci separati <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx</p> <p><input type="checkbox"/> Poggiapolpacci unico (non permette asimmetria, adduzione e abduzione)</p> <p>Contenimento laterale arto inferiore <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx</p> <p><input type="checkbox"/> Fascia poggiagamba imbottita antero-posteriore</p> <p><input type="checkbox"/> Imbottitura pedana separata</p> <p><input type="checkbox"/> Imbottitura unica pedana</p>																																		
Appoggio di contenimento gomito latero-posteriore <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx																																			
<input type="checkbox"/> Tavolino estraibile color grigio con incavo e bordi avvolgenti <input type="radio"/> versione standard <input type="radio"/> versione maggiorata per attività <input type="checkbox"/> Tavolino estraibile trasparente con incavo e bordi avvolgenti <i>(solo versione standard)</i> N.B.: le dimensioni del tavolino nella <i>versione standard</i> colore grigio e quelle del tavolino trasparente sono le stesse, cambia la denominazione (la 2 del grigio sarà la 1 nel trasparente, 3->2, 4->3)	<p style="text-align: center;">misure versione standard</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="3"></td> <th>Mis. (cm)</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>P1</th> </tr> <tr> <td>2 (per Ermes mis. 2)</td> <td>40</td> <td>35</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>3 (per Ermes mis. 3)</td> <td>48</td> <td>40</td> <td>13,5</td> </tr> <tr> <td>4 (per Ermes mis. 4)</td> <td>58</td> <td>45</td> <td>15,5</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">misure versione maggiorata per attività</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="3"></td> <th>Mis. (cm)</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>P1</th> </tr> <tr> <td>1 (per Ermes mis. 2)</td> <td>50</td> <td>45</td> <td>13,7</td> </tr> <tr> <td>2 (per Ermes mis. 3)</td> <td>60</td> <td>50</td> <td>15,4</td> </tr> <tr> <td>3 (per Ermes mis. 4)</td> <td>68</td> <td>55,6</td> <td>19,3</td> </tr> </table>		Mis. (cm)	L	P	P1	2 (per Ermes mis. 2)	40	35	12	3 (per Ermes mis. 3)	48	40	13,5	4 (per Ermes mis. 4)	58	45	15,5		Mis. (cm)	L	P	P1	1 (per Ermes mis. 2)	50	45	13,7	2 (per Ermes mis. 3)	60	50	15,4	3 (per Ermes mis. 4)	68	55,6	19,3
			Mis. (cm)	L	P	P1																													
			2 (per Ermes mis. 2)	40	35	12																													
		3 (per Ermes mis. 3)	48	40	13,5																														
4 (per Ermes mis. 4)	58	45	15,5																																
	Mis. (cm)	L	P	P1																															
	1 (per Ermes mis. 2)	50	45	13,7																															
	2 (per Ermes mis. 3)	60	50	15,4																															
3 (per Ermes mis. 4)	68	55,6	19,3																																
Imbottitura tavolino <input type="checkbox"/> superiore <input type="checkbox"/> inferiore																																			
Opzioni base Adacta Giò per Ermes																																			
Ruote anteriori	<input checked="" type="radio"/> 150mm (6") piene colore grigio <input type="radio"/> colore nero 175mm (7") piene <input type="radio"/> colore grigio <input type="radio"/> colore nero																																		
Ruote posteriori	<input checked="" type="radio"/> 300mm (12") piene colore grigio con freno di stazionamento a leva <input type="radio"/> 300mm (12") piene <i>colore nero</i> con freno di stazionamento a leva <input type="radio"/> 300mm (12") pneumatiche <i>colore grigio</i> con freno di stazionamento a leva																																		
	<input type="checkbox"/> 300mm (12") piene <i>colore nero</i> con freno a tamburo <input type="checkbox"/> 300mm (12") piene <i>colore grigio</i> con freno a tamburo <input type="checkbox"/> 300mm (12") pneumatiche <i>colore grigio</i> con freno a tamburo																																		
	<input type="checkbox"/> 300mm (12") piene <i>colore nero</i> con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva <input type="checkbox"/> 300mm (12") piene <i>colore grigio</i> con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva <input type="checkbox"/> 300mm (12") pneumatiche <i>colore grigio</i> con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva																																		
	<input type="checkbox"/> 400mm (16") piene <i>colore nero</i> con freno di stazionamento a leva <i>(solo assetto 45 cm)</i> <input type="checkbox"/> 400mm (16") piene <i>colore nero</i> con freno a tamburo <i>(solo assetto 45 cm)</i> <input type="checkbox"/> 400mm (16") piene <i>colore nero</i> con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva <i>(solo assetto 45 cm)</i>																																		
	<input type="checkbox"/> 500mm (20") piene <i>colore grigio</i> senza corrimano con freno di stazionamento a leva <input type="checkbox"/> 500mm (20") pneumatiche <i>colore grigio</i> senza corrimano con freno di stazionamento a leva <input type="checkbox"/> corrimano per ruote da 500mm (20")																																		
	<input type="checkbox"/> 500mm (20") pneumatiche <i>colore grigio</i> con corrimano con freno a tamburo <input type="checkbox"/> 500mm (20") pneumatiche <i>colore grigio</i> con corrimano con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva																																		
	<input type="radio"/> Kit per manici di spinta fissi																																		
	<input type="checkbox"/> Kit per maniglione unico regolabile in inclinazione e telescopico																																		
	<input type="checkbox"/> Kit per manici di spinta telescopici con blocchetto a leva (escursione max 10 cm)																																		
	<input type="checkbox"/> Kit per maniglione separato regolabile in inclinazione																																		
	<input type="checkbox"/> Quick-release per la regolazione facilitata della reclinazione schienale																																		
	Montanti schienali																																		

Basculamento	<input checked="" type="checkbox"/> a pedale <input type="checkbox"/> a leva
Cappottina parasole incluso adattatore	<input type="checkbox"/> Blu <input type="checkbox"/> Rosa <input type="checkbox"/> Bordeaux
<input type="checkbox"/> Sacca porta oggetti	
<input type="checkbox"/> Cover antipioggia	
Sacca protettiva	<input type="checkbox"/> Blu <input type="checkbox"/> Rosa <input type="checkbox"/> Bordeaux
<input type="checkbox"/> Base supplementare da interni Tipco N° REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE: 1102767 <ul style="list-style-type: none"> - Seduta regolabile in altezza mediante pistone a gas - Basculamento mediante pistone a gas da -5° a +30° - 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno di stazionamento - Maniglione di spinta multiregolabile - Piastra interfaccia femmina 	
N.B.: Nelle mis.2 e 3 dell'Ermes, la base Tipco è di colore bianco, nella mis.4 è di colore grigio	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ermes	Mis.2	Mis.3	Mis.4	
Larghezza seduta (cm)	≤25	18-28	22-35	
Profondità seduta (cm)	19-26	22-34	31-43	
Altezza tronco (cm)	26-38	33-45	41-53	
Larghezza torace (cm)	staffa A 19-25	staffa A 22-28	staffa A 27-33	
	staffa B 14-20	staffa B 17-23	staffa B 22-28	
Abduzione max gamba (°)	16	16	16	
Adduzione max gamba (°)	16	16	16	
Altezza cavo popliteo-pedana (cm)* * se provvisto di angolo ginocchio con pedana	8-19	8-29	8-39	
Altezza bracciolo (cm)	14-19	20-26	20-26	
Reclinazione schienale (°)	-3+20	-3+20	-3+20	
Portata Hermes (kg)	25	35	50	
Peso Hermes (kg)	5,2	8,1	12,1	
Contenitore sagomato	Mis.2	Mis.3	Mis.4	
	H	6,5	7	8
	P	17	20	23
Appoggio lineare piatto	Mis.2	Mis.3	Mis.4	
	L	7,5	7,5	8,5
	P	17	20	23

N.B.: L'unità posturale arto superiore ed il contenimento laterale sono abbinati alla relativa misura di Hermes e non interscambiabili

Adacta Giò	Mis.2	Mis.3	Mis.6
Altezza tubo sedile da terra (cm)	43	43	43
Ingombro in larghezza (con ruote 400/500mm) (cm)	48	53	58
Ingombro min/max in profondità (cm)	73-100	75-102	81-109
Basculamento (°)	2-35 (da 6 a 39) <i>il basculamento può essere maggiorato di 4° aumentando l'inclinazione iniziale del telaio agendo sui fori di posizionamento delle ruote anteriori sulla forcella</i>		
Reclinazione montanti predeterminata (°)	3-10-18		
Portata Adacta Giò (configurazione standard) (kg)	30	50	50
Peso Adacta Giò (kg)	12,8	13,4	14,5
Peso Totale (Adacta Giò+Ermes) (kg)	18	21,5	26,6
Tipco	Mis.2	Mis.2	Mis.3
Altezza max sedile da terra (cm)	63	63	63
Ingombro in larghezza (cm)	67	67	67
Ingombro in profondità (cm)	80	80	88
Basculamento (°)	-5+30	-5+30	-5+30
Portata Tipco (kg)	50	50	50
Peso Totale (Tipco+Ermes) (kg)	18,8	21,7	26,1



PRO MEDICARE S.r.l.
 Via Montagna Z.I. Lotto 41-72023 Mesagne (Br)-ITALY
 Tel: +39-0831-777840 Fax:+39-0831-730739
 Sito web: www.promedicare.eu e-mail: sales@promedicare.it