



Ordine  Preventivo

Dati di fatturazione	Dati di spedizione
Ragione Sociale: _____	Spedire a: _____
Data di consegna richiesta: ___/___/____	_____
Indirizzo per la consegna: _____	<b>TIMBRO E FIRMA CLIENTE</b>
C.A.P.: _____ Città: _____	
Tel.: _____ Fax: _____	
N° ordine cliente: _____ Data ordine: ___/___/____	

La Pro Medicare Srl riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di **24 mesi** per vizio di fabbricazione a partire dalla 1ª messa in servizio e di **12 mesi** sulle fodere di rivestimento e sulle parti soggette ad usura. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Tutti i prodotti di **serie** della linea Adacta-Versa sono stati registrati nella banca dati del Ministero della Salute (come da normativa vigente).

**N.B.:** Ogni richiesta di variazione quote, materiali e tipologia rispetto allo standard determinato per lo specifico utente non ha marcatura **CE**, pertanto l'utilizzatore professionale ne diventa il fabbricante ed ha l'obbligo di redigere la documentazione tecnica del dispositivo (trattasi dei vari campi della scheda con l'indicazione della lettera **W**; i prezzi delle voci **W** non sono presenti su questo modulo d'ordine).

Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.

Configurazione Standard		N° REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE: chiudibile 1679782 rigida 1680662	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adacta Liga anodizzato satinato</li> <li>- Montanti schienale fissi abbattibili</li> <li>- Reclinazione a piastra con perno predeterminata 3°, 9°, 15°, 22°</li> <li>- Basculamento continuo a leva: pediatrico da 2° a 35° (da 6° a 39°)<sup>1</sup> adulto da 4° a 30° (da 8° a 34°)<sup>1</sup></li> <li><sup>1</sup>il basculamento può essere maggiorato di 4° con aumento dell'inclinazione iniziale del telaio agendo sui fori di posizionamento delle ruote anteriori nella forcella</li> <li>- Sistema antiribaltamento fisso</li> <li>- Kit ruote con freno</li> <li>- Regolazione profondità seduta</li> <li>- Regolazione assetto alto (49 cm da terra)/basso (43 cm da terra)*</li> <li>* (solo con ruote 300mm e 500mm)</li> <li>- Angolo ginocchio</li> <li>- Pedane separate</li> <li>- Fascia poggipolpacci semplice</li> </ul>			
<b>Struttura Telaio</b>	<input type="checkbox"/> Rigido <input type="checkbox"/> Chiudibile		
<b>Colore Telaio</b>	<input type="radio"/> Blu <input type="radio"/> Rosso <input type="radio"/> Turchese <input type="radio"/> Rosa <input type="radio"/> Titanio		
<b>Misura Telaio</b>			
<i>(Le misure della larghezza si intendono da tubo a tubo esternamente, mentre le misure della profondità si intendono dal montante schienale all'innesto pedana).</i>			
		<b>Larghezza seduta (cm)</b>	<b>Profondità regolata a (cm)</b>
<b>Pediatriche</b>	<input type="radio"/> US	30	<input type="radio"/> 36 <input checked="" type="radio"/> 38,5 <input type="radio"/> 41 <input type="radio"/> 44
	<input type="radio"/> XXS	35	<input type="radio"/> 36 <input checked="" type="radio"/> 38,5 <input type="radio"/> 41 <input type="radio"/> 44
	<input type="radio"/> XS	35	<input type="radio"/> 40 <input checked="" type="radio"/> 42,5 <input type="radio"/> 45 <input type="radio"/> 48
	<input type="radio"/> XS0	38	<input type="radio"/> 40 <input checked="" type="radio"/> 42,5 <input type="radio"/> 45 <input type="radio"/> 48
<b>Adulto</b>	<input type="radio"/> XS1	38	<input type="radio"/> 44 <input checked="" type="radio"/> 46,5 <input type="radio"/> 49 <input type="radio"/> 52
	<input type="radio"/> S	41	<input type="radio"/> 44 <input checked="" type="radio"/> 46,5 <input type="radio"/> 49 <input type="radio"/> 52
	<input type="radio"/> M	41	<input type="radio"/> 48 <input checked="" type="radio"/> 50,5 <input type="radio"/> 53 <input type="radio"/> 56
	<input type="radio"/> M1	44	<input type="radio"/> 48 <input checked="" type="radio"/> 50,5 <input type="radio"/> 53 <input type="radio"/> 56
	<input type="radio"/> L	47	<input type="radio"/> 44 <input checked="" type="radio"/> 46,5 <input type="radio"/> 49 <input type="radio"/> 52
	<input type="radio"/> XL	47	<input type="radio"/> 48 <input checked="" type="radio"/> 50,5 <input type="radio"/> 53 <input type="radio"/> 56
			
		<p>H: altezza tubo sedile da terra (vedi pag. 6)            Q: altezza da tubo sedile a pedana (vedi pag. 6)            C: altezza manici di spinta da terra = 110 cm            M: altezza manici di spinta da tubo sedile (vedi pag. 2)</p>	
<p><b>Note:</b> Se non venisse effettuata alcuna scelta, verrà consegnato il prodotto nella configurazione standard (voci in grassetto)</p> <p><b>◇ = Standard</b>    <input type="radio"/> = Optional senza sovrapprezzo  <input type="checkbox"/> = Optional con sovrapprezzo</p>			

## OPZIONI TELAIO

### Ruote Anteriori





150mm (6") piene colore grigio     colore nero    |    175mm (7") piene     colore grigio     colore nero

### Ruote Posteriori

- 300mm (12") piene colore grigio con freno di stazionamento a leva
- 300mm (12") piene colore nero con freno di stazionamento a leva
- 300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno di stazionamento a leva
- 300mm (12") piene colore nero con freno a tamburo
- 300mm (12") piene colore grigio con freno a tamburo
- 300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno a tamburo
- 300mm (12") piene colore nero con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva
- 300mm (12") piene colore grigio con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva
- 300mm (12") pneumatiche colore grigio con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva
- 400mm (16") piene colore nero con freno di stazionamento a leva (solo assetto 45 cm)
- 400mm (16") piene colore nero con freno a tamburo (solo assetto 45 cm)
- 400mm (16") piene colore nero con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva (solo assetto 45 cm)
- 500mm (20") piene colore grigio senza corrimano con freno di stazionamento a leva
- 500mm (20") pneumatiche colore grigio senza corrimano con freno di stazionamento a leva
- 500mm (20") pneumatiche colore grigio con corrimano con freno a tamburo
- 500mm (20") pneumatiche colore grigio con corrimano con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva
- 600mm (24") pneumatiche colore grigio con corrimano con freno di stazionamento a leva (non opzionabili su misura US)  
(N.B.: Si riduce il basculamento a 20°, solo assetto 47 cm)

corrimano per ruote da 500mm (20")

### Angolo ginocchio

<p>Misure <b>Pediatriche</b> da US-XS0 (estraibile)</p>	 <b>Angolo 90°</b> <input checked="" type="checkbox"/> Dx <input checked="" type="checkbox"/> Sx	 <b>Angolo 75°</b> <input type="checkbox"/> Dx <input type="checkbox"/> Sx	 <b>Elevabile</b> (con snodo dentellato) da 80° a 180° con gap di 14° <input type="checkbox"/> Dx <input type="checkbox"/> Sx
<p>Misure <b>Adulto</b> da XS1-XL (ribaltabile ed estraibile)</p>	 <b>Angolo 75°</b> <input checked="" type="checkbox"/> Dx <input checked="" type="checkbox"/> Sx	 <b>Angolo 90°</b> <input type="checkbox"/> Dx <input type="checkbox"/> Sx	 <b>Verticale elevabile e telescopico</b> <input type="checkbox"/> Dx <input type="checkbox"/> Sx

### Poggiapiedi

**separato**     unico     asolato (solo separati per intra-extra rotazione di 15°)

imbottitura e rivestimento in similpelle     separato     unico

### Montanti schienale

- Kit per manici di spinta fissi**
- Kit per manici di spinta regolabili in altezza con perno (escursione max 10 cm con intervalli di 2,5 cm)  
N.B.: altezza M manici di spinta pari a 63 cm
- Kit per manici di spinta telescopici con blocchetto a leva (escursione max 10 cm)
- Kit per maniglione unico regolabile in inclinazione per rigida
- Kit per maniglione separato regolabile in inclinazione per chiudibile (solo mis. pediatriche)
- Kit per maniglione unico regolabile in inclinazione e telescopico
- Quick-release per la regolazione facilitata della reclinazione schienale (non omologato per crash test)

### Basculamento

a leva     a pedale

### Sistema antiribaltamento


fisso     estraibile

## ACCESSORI TELAIO

**Base sedile** N.B.: Le basi legno presentano tagli posteriori di 6 cm per lo scorrimento sui rispettivi tubi del telaio

- in legno rivestita in similpelle nera (con velcro maschio e kit aggiuntivo femmina)
- in legno con kit di montaggio (il montaggio dei vari inserti filettati e clamp è a cura del cliente)
- in legno grigio fissa con scassi

**Divaricatore esterno** previsto solo con base sedile rigida

	<b>Misura (cm)</b>	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> W	<input type="checkbox"/> estrazione a leva 	<input type="checkbox"/> estrazione a blocco 
	<b>H</b>	7,5	9	10		N.B.: ove non specificato, il divaricatore sarà fornito con estrazione a leva	
	<b>D</b>	9	10	11,5			
<b>L</b>	7,5	9	10		<input type="checkbox"/> standard <input type="checkbox"/> decentrato <input type="checkbox"/> a dx <input type="checkbox"/> a sx		

**Kit trasporto auto** (secondo lo standard ISO 7176-19)

Non utilizzare la carrozzina come sedile all'interno di un veicolo se il peso dell'utilizzatore è inferiore a 22 kg

- solo assetto 43 cm e con ruote posteriori da 300mm (12") e 500mm (20") (è fortemente consigliato l'uso del poggiatesta)

**Base respiratore/ventilatore polmonare in legno rivestita in similpelle nera** (previsto solo con basculamento a leva)

N.B.: Respiratori con dimensioni ingombranti possono comportare una variazione del valore del basculamento e/o inclinazione

- con ingombri massimi del respiratore pari a Largh.: 25 cm; Lungh.: 30 cm; Alt.: 10 cm

- con ingombri massimi del respiratore superiori a 25x30x10cm

In tal caso riportare: Larghezza \_\_\_\_\_; Lunghezza \_\_\_\_\_; Altezza \_\_\_\_\_; NOTE \_\_\_\_\_


N.B.: Pro Medicare Srl si riserva di verificare la compatibilità con la carrozzina

**Pedalino per barriere architettoniche**


lato  dx  sx

**Poggiagambe**


**Poggiapolpacci Separato** (regolabile in altezza e profondità)  dx  sx  su misura W

	cm	US	XXS	XS	XS0	XS1	S	M	M1	L	XL	W <sub>dx</sub>	W <sub>sx</sub>
	<b>H</b>	10	12,5	12,5	15	15	15	18	18	18	18	.....	.....
	<b>L</b>	9,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	14	14	15,5	17,5	17,5	.....


**Poggiapolpacci Unico** (regolabile in altezza e profondità)  su misura W

	cm	US	XXS	XS	XS0	XS1	S	M	M1	L	XL	W
	<b>H</b>	10	12	12	15	15	18	18	18	18	18	.....
	<b>L</b>	23	26,5	26,5	25	25	28	28	31	34	34	.....


**Fascia poggiapolpacci imbottita**  su misura W

	cm	US	XXS	XS	XS0	XS1	S	M	M1	L	XL	W
	<b>H</b>	11	11	11	11	11	13	13	13	13	13	.....
	<b>L</b>	26	31	31	34	34	37	37	40	43	43	.....

**Poggiapolpacci imbottito a cassetta separato** (regolabile in altezza e profondità)  dx  sx  su misura W

	cm	US	XXS	XS	XS0	XS1	S	M	M1	L	XL	W <sub>dx</sub>	W <sub>sx</sub>
	<b>H</b>	12,5	15	15	17,5	17,5	17,5	20	20	20	20	.....	.....
	<b>L</b>	12,5	14	14	15,5	15,5	17	17	19	22,5	22,5	.....	.....
	<b>P</b>	13,5	14	14	15	15	15	15,5	15,5	16	16	.....	.....

**Poggiapolpacci imbottito a cassetta unico** (regolabile in altezza e profondità)  su misura W

	cm	US	XXS	XS	XS0	XS1	S	M	M1	L	XL	W
	<b>H</b>	12,5	15	15	17,5	17,5	17,5	20	20	22,5	22,5	.....
	<b>L</b>	23,5	29	29	32,5	32,5	35,5	35,5	38,5	41,5	41,5	.....
	<b>P</b>	13,5	14	14	15	15	15	15	15,5	16	16	.....


**Rivestimento snodo ginocchio**  dx  sx

**Rivestimento tubo poggiagamba**  dx  sx

## Braccioli

**Tubolari ribaltabili/inclinabili max 5° regolabili in altezza**

- piccolo (L = 25 cm)
- grande (L = 30 cm)




**Kit spondina regolabile in altezza e profondità, estraibile con appoggio multi-regolabile**  
in profondità e larghezza con gap di 2,5 cm

indicare la scelta:

- appoggio piccolo (da US a XS0)  
(dimensioni: 5 cm x 25 cm)
- appoggio grande (da XS1 a XL)  
(dimensioni: 6 cm x 30 cm)

indicare la scelta:

- asta bracciolo piccola (da 22 cm a 31 cm\*)
- asta bracciolo grande (da 29 cm a 38 cm\*)
- \*distanza dell'appoggio dal tubo sedile



**Kit solo hardware regolabile in altezza e profondità, estraibile**

indicare la scelta:

- asta bracciolo piccola (da 19 cm a 28 cm\*)
- asta bracciolo grande (da 26 cm a 35 cm\*)
- \*distanza hardware appoggio dal tubo sedile

indicare la scelta:

- contenitore al bacino ① vedi sotto
- appoggio arto superiore ② vedi sotto

spondina ABS:  dx  sx




Imbottitura spondina  dx  sx

Distanziale spondina  1 cm  1,5 cm  2 cm  dx  sx

## Contenitore laterale al bacino

**Contenitore Continuo ① (solo pad)**


**Contenitore Continuo completo di staffa**



cm	XS	S	M	L	W <sub>dx</sub>	W <sub>sx</sub>
H	8	10	10	12	.....	.....
L	22	25	30	35	.....	.....

**Contenitore Sagomato ① (solo pad)**

**Contenitore Sagomato completo di staffa**



cm	XS	S	M	L	W <sub>dx</sub>	W <sub>sx</sub>
H	8	10	10	12	.....	.....
L	22	25	30	35	.....	.....

Lato	Misura contenitore	Indicare tipologia staffa*	Indicare forma staffa*	Lato	Misura contenitore	Indicare tipologia staffa*	Indicare forma staffa*
<input type="checkbox"/> dx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Estraibile	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> dx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Estraibile	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
<input type="checkbox"/> sx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Estraibile	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> sx		<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Estraibile	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D

Imbottitura staffe:  dx  sx

Imbottitura staffe:  dx  sx

**N.B.:** Se non è specificata la tipologia della staffa verrà consegnata la staffa fissa; per la scelta della forma della staffa vedi sotto

\***Staffe** (consente la variazione della larghezza della seduta e/o dello schienale)

### Legenda Forma


- A** Staffa ad L 90° restringimento della larghezza fino a 2,5 cm per lato
- B** Staffa rientrante da 2,5 cm restringimento della larghezza fino a 5 cm per lato
- C** Staffa rientrante da 5 cm restringimento della larghezza fino a 7,5 cm per lato
- D** Staffa reverse non consente variazioni




A



B



C



D

### Legenda Tipologia



Staffa fissa



Staffa estraibile

<b>Appoggi arto superiore</b>															
<input type="checkbox"/> <b>Appoggio lineare piatto</b> ② (solo pad)					<input type="checkbox"/> <b>Appoggio lineare avvolgente interno ed esterno</b> ② (solo pad)										
<input type="checkbox"/> <b>Appoggio lineare piatto completo di staffe</b>					<input type="checkbox"/> <b>Appoggio lineare avvolgente interno ed esterno completo di staffe</b>										
		cm	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>W<sub>dx</sub></b>	<b>W<sub>sx</sub></b>							
<b>H</b>			8	10	10	12	.....	.....							
<b>L</b>			22	25	30	35	.....	.....							
<b>Lato</b>		<b>Misura</b>													
<input type="checkbox"/> dx															
<input type="checkbox"/> SX															
<input type="checkbox"/> <b>Appoggio sagomato piatto</b> ② (solo pad)					<input type="checkbox"/> <b>Appoggio sagomato con bordi avvolgenti interno ed esterno</b> ② (solo pad)										
<input type="checkbox"/> <b>Appoggio sagomato piatto completo di staffe</b>					<input type="checkbox"/> <b>Appoggio sagomato con bordi avvolgenti interno ed esterno completo di staffe</b>										
		cm	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>W<sub>dx</sub></b>	<b>W<sub>sx</sub></b>							
<b>H</b>			8	10	10	12	.....	.....							
<b>L</b>			30	35	40	48	.....	.....							
<b>M</b>			12	15	17	17	.....	.....							
<b>Lato</b>		<b>Tipologia appoggio</b>			<b>Misura</b>										
<input type="checkbox"/> dx		<input type="radio"/> palmare <input type="radio"/> gomito													
<input type="checkbox"/> SX		<input type="radio"/> palmare <input type="radio"/> gomito													
		cm	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>W<sub>dx</sub></b>	<b>W<sub>sx</sub></b>							
<b>H</b>			8	10	10	12	.....	.....							
<b>L</b>			30	35	40	48	.....	.....							
<b>M</b>			12	15	17	17	.....	.....							
<b>Lato</b>		<b>Tipologia appoggio</b>			<b>Misura</b>										
<input type="checkbox"/> dx		<input type="radio"/> palmare <input type="radio"/> gomito													
<input type="checkbox"/> SX		<input type="radio"/> palmare <input type="radio"/> gomito													
<b>Tavolino in legno</b>															
<input type="checkbox"/> <b>Ergonomico</b> con <b>Hardware</b>					<input type="checkbox"/> ribaltabile										
					<input type="checkbox"/> estraibile										
<input type="checkbox"/> <b> Rettangolare</b> con <b>Hardware</b>					<input type="checkbox"/> ribaltabile										
					<input type="checkbox"/> estraibile										
					<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">             ribaltabile         </div> <div style="text-align: center;">             estraibile         </div> </div>										
<b>Imbottitura</b> <input type="checkbox"/> similpelle nera <input type="checkbox"/> similpelle blu															
<input type="checkbox"/> con bordi perimetrali															
misure tavolino ergonomico					misure tavolino rettangolare										
		<b>Misura cm</b>	<input type="checkbox"/> <b>US</b>	<input type="checkbox"/> <b>P</b>	<input type="checkbox"/> <b>M</b>	<input type="checkbox"/> <b>G</b>			<b>Misura cm</b>	<input type="checkbox"/> <b>US</b>	<input type="checkbox"/> <b>P</b>	<input type="checkbox"/> <b>M</b>	<input type="checkbox"/> <b>G</b>		
		<b>P</b>		47	53	58	66			<b>P</b>		45	50	55	63
		<b>L</b>		58	69	75	86			<b>L</b>		56	66	71	82
		<b>B</b>		35	42	49	55			<b>B</b>		35	42	48	55
		<b>A</b>		17	19	21	24			<b>A</b>		17	19	21	24
<b>Cinghia pelvica</b> (a due regolazioni Versa-Fixatis) (per altri modelli vedasi Scheda Ordine Linea Fixatis)															
		cm	<input type="checkbox"/> <b>XS</b>	<input type="checkbox"/> <b>S</b>	<input type="checkbox"/> <b>M</b>	<input type="checkbox"/> <b>L</b>									
<b>H (altezza pad)</b>			4,5	5,5	7	7									
<b>L (lunghezza pad)</b>			12	17	22	27									
<input type="checkbox"/> <b>Sacca porta oggetti</b>															
<input type="checkbox"/> <b>Cover anti pioggia</b>															
<b>Sacca protettiva</b> <input type="checkbox"/> Blu <input type="checkbox"/> Rosa <input type="checkbox"/> Grigia <input type="checkbox"/> Bordeaux															
<b>Cappottina parasole</b> incluso adattatore <input type="checkbox"/> Blu <input type="checkbox"/> Rosa <input type="checkbox"/> Grigia <input type="checkbox"/> Bordeaux <b>N.B.:</b> non disponibile per le misure M1-L-XL															

DIMENSIONI CARATTERISTICHE TELAIO												
Portata (kg)/ Peso telaio* (kg)	US	XXS	XS	XS0	XS1	S	M	M1	L	XL		
Telaio rigido	50/14,1	50/14,4	50/14,7	50/15,4	75/19,2	75/19,5	100/19,8	100/19,9	100/20,1	100/20,3		
Telaio chiudibile	50/14,9	50/15,3	50/15,6	50/15,9	75/19,5	75/19,9	75/20,2	75/20,3	75/20,5	75/20,8		
*Peso telaio con ruote, angolo ginocchio e pedana come da configurazione standard												
Peso e dimensione di ingombro (cm) del telaio con montanti (fissi) abbassati, poggiamambe e ruote posteriori disinseriti												
Misura	US	XXS	XS	XS0	XS1	S	M	M1	L	XL		
Lunghezza	66	66	68	68	71	73	83	83	73	83		
Larghezza	C	30	30	30	30	32	32	32	32	32		
	R	42	48	48	51	54	54	57	54	60		
Altezza	65	65	66	66	67	67	68	68	67	68		
Peso (kg)	R	11,4	11,7	12	12,7	12,9	13,1	13,5	13,6	13,8	14	
	C	12,2	12,6	12,9	13,2	13,3	13,6	13,9	14	14,2	14,5	
<b>N.B.:</b> Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferiti ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle traslazioni delle piastre. I valori indicati sono da intendersi per la configurazione standard												
Larghezza (cm)												
ruota 300mm	standard	US	XXS	XS	XS0	XS1	S	M	M1	L	XL	
	c/freno a tamburo	48	53	53	56	56	59	59	62	65	65	
ruota 400/500mm	standard	49	54	54	57	57	60	60	63	66	66	
	c/freno a tamburo	50	55	55	58	58	61	61	64	67	67	
ruota 600mm	/	53	58	58	61	61	64	64	67	70	70	
ruota 600mm	/	/	55	55	58	58	61	61	64	67	67	
Raggio di inversione (cm)	69	69	72	75	75	75	78	78	75	78		
Q*(min-max) altezza da tubo sedile a pedana (cm)	13-23	13-23	13-26	13-26	28-36	28-36	32-40	32-40	28-36	32-40		
H** altezza tubo sedile da terra (cm)	43-49 con ruote posteriore di 300mm/500mm e anteriore 150mm/175mm 45 con ruota posteriore da 400mm e anteriore 150mm/175mm 47 con ruota posteriore da 600mm e anteriore 150mm											
Pendenza massima	7°											
<b>N.B.:</b> *il valore Q, riferito con tubo poggiamamba a 90°, può essere aumentato di 5-7 cm con utilizzo di tubo a 75° **il valore H è misurato da esterno tubo sedile in corrispondenza della piastra di basculamento; il telaio verrà consegnato con H = 43 cm												
Lunghezza (cm)												
Ruota 300mm	Senza angolo ginocchio	L	US	XXS	XS	XS0	XS1	S	M	M1	L	XL
	Angolo posizionato a 75°	L <sub>min</sub> /L <sub>max</sub>	70	70	73	73	75	75	78	78	75	78
	Angolo posizionato a 90°	L <sub>min</sub> /L <sub>max</sub>	92/99	92/99	93/100	93/100	97/104	97/104	100/107	100/107	97/104	100/107
Ruota 400mm	Senza angolo ginocchio	L	74	74	77	77	79	79	82	82	79	82
	Angolo posizionato a 75°	L <sub>min</sub> /L <sub>max</sub>	95/101	95/101	96/103	96/103	100/107	100/107	103/110	103/110	100/107	103/110
	Angolo posizionato a 90°	L <sub>min</sub> /L <sub>max</sub>	93/99	93/99	94/100	94/100	96/102	96/102	99/104	99/104	96/102	99/104
Ruota 500mm	Senza angolo ginocchio	L	78	78	81	81	84	84	87	87	84	87
	Angolo posizionato a 75°	L <sub>min</sub> /L <sub>max</sub>	98/103	98/103	99/107	99/107	103/113	103/113	106/116	106/116	103/113	106/116
	Angolo posizionato a 90°	L <sub>min</sub> /L <sub>max</sub>	95/101	95/101	97/102	97/102	100/106	100/106	103/109	103/109	100/106	103/109
Ruota 600mm	Senza angolo ginocchio	L	/	83	84	84	85	85	88	88	85	88
	Angolo posizionato a 75°	L <sub>min</sub> /L <sub>max</sub>	/	101/109	103/112	103/112	108/116	108/116	111/120	111/120	108/116	111/120
	Angolo posizionato a 90°	L <sub>min</sub> /L <sub>max</sub>	/	98/104	101/107	101/107	105/112	105/112	108/116	108/116	105/112	108/116
L = Lunghezza del telaio senza angolo ginocchio; L <sub>min</sub> = Lunghezza del telaio con angolo ginocchio e pedana posizionata tutta indietro; L <sub>max</sub> = Lunghezza del telaio con angolo ginocchio e pedana posizionata tutta in avanti <b>N.B.:</b> Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferiti ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle traslazioni delle piastre. I valori indicati sono da intendersi per la configurazione standard												

