

### Scheda tecnica Seggiolone Eolo

<b>Identificazione Fabbricante</b>	Pro Medicare s.r.l. Via Montagna Z.I. Lotto 41 72023 Mesagne (Br) P.IVA 01803920741 tel. 00 39 0831 777840 sito web: <a href="http://www.promedicare.eu">www.promedicare.eu</a> e-mail: info@promedicare.it																																															
<b>Denominazione commerciale</b>	Seggiolone <b>EOLO</b>																																															
<b>Identificativo UDI-DI BASIC</b>	<b>805571347ERMESTIPCOKM</b>																																															
<b>Codice dispositivo</b>	<b>D04-X01-Y</b> dove la X rappresenta il colore se X = 0 blu/verde pastello, se X = 6 viola/tortora; invece la Y rappresenta la misura 1, 2, 3																																															
<b>Numero di registrazione ministero/Repertorio</b>	2250613																																															
<b>Codice di classificazione (CND)</b>	<b>Y1809 SEGGIOLONI/SISTEMI DI POSTURA/AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA</b>																																															
<b>Classe dispositivo medico</b>	<i>Il dispositivo è marcato CE secondo il regolamento 2017/745 ed è un dispositivo medico di classe I non sterile.</i>																																															
<b>Destinazione d'uso</b>	<p><i>EOLO è un seggiolone polifunzionale la cui destinazione d'uso è mirata al mantenimento della posizione seduta di un utente diversamente abile.</i></p> <p><i>È dotato di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un meccanismo di regolazione che permette di variare l'altezza della seduta;</li> <li>- un dispositivo di basculamento della seduta;</li> <li>- un dispositivo di reclinazione dell'angolo sedile/schienale.</li> </ul>																																															
<b>Caratteristiche tecniche</b>	<p><b>CONFIGURAZIONE STANDARD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telaio di base con maniglione multi-regolabile, dotato di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno di stazionamento; regolabile in altezza high-low e basculante mediante molla a gas (-5° a +30°)</li> <li>• Seduta anatomica regolabile in larghezza ed in profondità</li> <li>• Schienale anatomico con prolunga, regolabile in altezza e reclinazione con molla a gas (da -3° a +20°)</li> <li>• Braccioli regolabili in larghezza, altezza, profondità ed inclinazione</li> <li>• Fianchetti regolabili in larghezza, altezza, profondità ed inclinazione</li> <li>• Supporti toracici fissi regolabili in altezza, profondità ed inclinabili</li> <li>• Tavolino in legno con incavo e bordo a supporti autolivellanti inclinabile</li> <li>• Pedana unica con contenimento regolabile in altezza, inclinazione e flesso-estensione</li> </ul> <p><b>DIMENSIONI/PESO/PORTATA:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%;">Mis.1</th> <th style="width: 10%;">Mis.2</th> <th style="width: 10%;">Mis.3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>EOLO</b></td> <td>Larghezza seduta (cm)</td> <td>17-24</td> <td>22-29</td> <td>27-34</td> </tr> <tr> <td>Profondità seduta (cm)</td> <td>19-26</td> <td>22-34</td> <td>31-43</td> </tr> <tr> <td>Altezza tronco (cm)</td> <td>26-38</td> <td>33-45</td> <td>41-53</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Larghezza torace (cm)</td> <td>staffa A 19-25</td> <td>staffa A 22-28</td> <td>staffa A 27-33</td> </tr> <tr> <td>staffa B 14-20</td> <td>staffa B 17-23</td> <td>staffa B 22-28</td> </tr> <tr> <td>Altezza cavo popliteo-pedana (cm)*</td> <td>10-21</td> <td>10-26</td> <td>10-36</td> </tr> <tr> <td>Altezza bracciolo (cm)</td> <td>14-19</td> <td>20-26</td> <td>20-26</td> </tr> <tr> <td>Reclinazione schienale (°)</td> <td>-3+20</td> <td>-3+20</td> <td>-3+20</td> </tr> <tr> <td>Portata Eolo (kg)</td> <td>25</td> <td>35</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Peso Eolo (kg)</td> <td>18</td> <td>21</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>PRESTAZIONI E DURATA:</b> La durata del mantenimento delle prestazioni, in condizioni di sicurezza, delle parti strutturali è da ritenersi di 5 anni, mentre per la parte della seduta (imbottiture) è definita pari a 2 anni validi alle normali condizioni d'uso e alla corretta manutenzione secondo quanto previsto dal manuale d'istruzione d'suo.</p>					Mis.1	Mis.2	Mis.3	<b>EOLO</b>	Larghezza seduta (cm)	17-24	22-29	27-34	Profondità seduta (cm)	19-26	22-34	31-43	Altezza tronco (cm)	26-38	33-45	41-53	Larghezza torace (cm)	staffa A 19-25	staffa A 22-28	staffa A 27-33	staffa B 14-20	staffa B 17-23	staffa B 22-28	Altezza cavo popliteo-pedana (cm)*	10-21	10-26	10-36	Altezza bracciolo (cm)	14-19	20-26	20-26	Reclinazione schienale (°)	-3+20	-3+20	-3+20	Portata Eolo (kg)	25	35	50	Peso Eolo (kg)	18	21	26
	Mis.1	Mis.2	Mis.3																																													
<b>EOLO</b>	Larghezza seduta (cm)	17-24	22-29	27-34																																												
	Profondità seduta (cm)	19-26	22-34	31-43																																												
	Altezza tronco (cm)	26-38	33-45	41-53																																												
	Larghezza torace (cm)	staffa A 19-25	staffa A 22-28	staffa A 27-33																																												
		staffa B 14-20	staffa B 17-23	staffa B 22-28																																												
	Altezza cavo popliteo-pedana (cm)*	10-21	10-26	10-36																																												
	Altezza bracciolo (cm)	14-19	20-26	20-26																																												
	Reclinazione schienale (°)	-3+20	-3+20	-3+20																																												
	Portata Eolo (kg)	25	35	50																																												
	Peso Eolo (kg)	18	21	26																																												

<p><b><u>Caratteristiche tecniche</u></b></p>	<p><b>MATERIALI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura metallica in alluminio e/o ferro</li> <li>- le imbottiture in schiuma poliuretanica di differente densità, portanza e memoria di forma;</li> <li>- i rivestimenti sono realizzati in materiale a composizione combinata PU/PES.</li> </ul> <p><b>PULIZIA E MANUTENZIONE:</b> Il rivestimento, che è sfoderabile, può essere lavato a 30° con detergente neutro ed igienizzato superficialmente con i seguenti detergenti/disinfettanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PERSIL EXPERT coldzyme/HENKEL</li> <li>- 70% etanol</li> <li>- PERFORM/Schuelke</li> <li>- TPH PROTECT/Schuelke</li> <li>- MIKROZID AF liquid/Oktal pharma</li> <li>- DESCOGEN liquid/Antiseptica</li> <li>- MANORAPID/Antiseptica</li> <li>- PLIVASEPT/Pliva</li> <li>- INCIDIN PLUS/Ecolab</li> </ul> <p>Non usare detergenti a base di ipoclorito di sodio.</p> <p><b>CONFEZIONAMENTO:</b> Viene fornito all'interno di una scatola in cartone</p>
<p><b><u>Accessori</u></b></p>	<p>Supporti toracici avvolgenti ribaltabili  Bretellaggio a farfalla elastico  Cinghia pelvica  Cinghia pelvica avvolgente  Cinghia divaricatrice dinamica  Poggiatesta Confort  Divaricatore imbottito  Imbottitura pedana  Imbottitura tavolino  Foderina a molla per poggiatesta  Foderina a molla per sedile  Foderina a molla per braccioli (2pz)  Foderina a molla per supporti toracici (2pz)</p>
<p><b><u>Immagine prodotto</u></b>  (le immagini sono puramente illustrative)</p>	