

- Telino di prevenzione e contenimento contagio per sedie/sedile -

<u>Identificazione Fabbricante</u>	Pro Medicare s.r.l. Via Montagna Z.I. Lotto 41 72023 Mesagne (Br)
<u>Nome dispositivo</u>	Telino di prevenzione e contenimento contagio per sedie/sedile
<u>Destinazione d'uso</u>	Il dispositivo ha lo scopo di rivestire la superficie delle sedie di uso comune e non, con l'obiettivo di preservarne l'integrità superficiale ed evitare il contatto della stessa superficie tra i diversi soggetti utilizzatori; rappresenta una barriera fisica atta a prevenire e contenere il contagio attraverso il contatto con le superfici infette. La destinazione d'uso prevede l'utilizzo del dispositivo da qualsiasi persona "utilizzatore" previa lettura del foglietto illustrativo recante le modalità di utilizzo ed eventuali restrizioni.
<u>Codice dispositivo</u>	D01-002-X (dove la X rappresenta la misura: 1-2-3-4)
<u>Numero di registrazione ministero</u>	1969080
<u>Codice di classificazione (CND)</u>	T030104
<u>Caratteristiche principali</u>	<p>Il telino ha lo scopo di rivestire sedie di vario genere (es. sedie da sala d'attesa, sedie operative, sedie presidenziali, sedie girevoli, sedute per i trasporti, sedie per scuola, ecc...).</p> <p>Il telino è realizzato in un tessuto a composizione PU/PES con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - antibatterico secondo la norma ISO 20743-2 (Staphylococcus aureus, Methicilin Resistan Staphylococcus Aureus MRSA) - non è citotossico secondo la norma ISO 10993-5 e ISO 10993-12 - non è irritante secondo la norma ISO 10993-10 e ISO 10993-1 - resistente alla penetrazione di virus secondo la norma ISO 16604 - antifungo secondo ASTM G 21-96 - ignifugo secondo la standard BS 7175; crib 5 - biocompatibile secondo la ISO 10993 - certificato OEKO-TEX® - privo di lattice - traspirante secondo lo standard ISO 15496 - impermeabile secondo lo standard EN 20811 <p>Tale rivestimento può essere lavabile ad alte temperature (95° massimo 10 lavaggi o a secco) sterilizzabile in autoclave a 134°/5 minuti ed igienizzabile con i seguenti detergenti/disinfettanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERSIL EXPERT coldzyme / HENKEL - 70% etanol - PERFORM / Schuelke - TPH PROTECT / Schuelke - MIKROZID AF liquid / Oktal pharma - INCIDIN PLUS / Ecolab - DESCOGEN liquid / Antiseptica - MANORAPID / Antiseptica - PLIVASEPT / Pliva - non possono essere utilizzati prodotti a base di ipoclorito di sodio

	 <p><i>Il dispositivo è marcato CE secondo il regolamento 2017/745 ed è un dispositivo medico di classe I, non sterile e senza funzioni di misura.</i></p>
<p><u>Confezionamento</u></p>	<p><i>Il dispositivo viene fornito in confezione unitaria (busta)</i></p>
<p>Immagine prodotto <i>(le immagini sono puramente illustrative)</i></p>	
<p><u>Peso e dimensioni</u></p>	<p><i>Il telino ha un peso complessivo di circa 100 gr. ed è utilizzabile su sedie con le seguenti misure:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>mis.1 (largh. massima seduta 35 cm / lungh. massima seduta più schienale 85 cm)</i> - <i>mis.2 (largh. massima seduta 40 cm / lungh. massima seduta più schienale 95 cm)</i> - <i>mis.3 (largh. massima seduta 50 cm / lungh. massima seduta più schienale 110 cm)</i> - <i>mis.4 (largh. massima seduta 60 cm / lungh. massima seduta più schienale 140 cm)</i>